

**Zirkonzahn<sup>®</sup>**

*Human Zirconium Technology*



**PRETTAU<sup>®</sup> ANTERIOR<sup>®</sup>**



Zirkonzahn®



*Estruturas completamente anatômicas feitas com Prettau® Anterior®  
sinterizadas e confeccionadas com Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*



# PRETTAU® ANTERIOR®

*Prettau® Anterior® é um novo material de zircônia de alta biocompatibilidade, que graças as suas excelentes propriedades estéticas e alta transparência, foi desenvolvido especialmente para restaurações de dentes anteriores. É também adequado para dentes posteriores.*

## **CARACTERÍSTICAS:**

- *Maior transparência devido a microestruturas otimizadas de óxido de zirconio*
- *Mais resistente que o dissilicato de lítio: 670 MPa (Certificado pela Escola de Medicina dentária, Universidade da Pensilvânia)*
- *Fresado a seco com as fresas convencionais para zirconia*
- *Menor tempo de sinterização por sua temperatura final de 1500 °C*
- *Personalizável graças a uma ampla gama de produtos:  
Colour liquid Prettau® Anterior® Aquarell, Cerâmica ICE Zirkon Keramik,  
Stains ICE Zirkon Malfarben Prettau® e ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*

## **INDICAÇÕES:**

- *Coroas individuais, inlays, onlays, veneers e pontes max. 3 elementos*
- *Restaurações completamente anatômicas, também para estratificação com cerâmica*



# Zirkonzahn®

**EVENTOS E  
CONFERÊNCIAS**

[WWW.ZIRKONZAHN.COM](http://WWW.ZIRKONZAHN.COM)



*A estética perfeita para dentes anteriores com Prettau® Anterior® sinterizada e confeccionada com Stains ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger*

## HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

*ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com*



*Prettau® Anterior®*



*Zirconia Prettau®*



WEAA5975=

*Sujeito a alterações técnicas; não nos responsabilizamos pela exactidão das informações. Versão: 09/11/2015*