

Zirkonzahn®

Human Zirconium Technology



PRETTAU® ANTERIOR®



AUMENTA O TEU VALOR COM PRETTAU® ANTERIOR®

Transparente e resistente à flexão! O novo material de zirconia foi concebido para restaurações na região anterior, no entanto também pode ser usado em dentes posteriores. Prettau® Anterior® pode ser fresado a seco e com as brocas da zirconia comum, sendo por isso uma alternativa ideal ao dissilicato de lítio!

- tem o dobro da resistência à flexão comparado com o dissilicato de lítio: 670 MPa (School of Dental Medicine, University of Pennsylvania)
- qualidades estéticas fantásticas
- elevada transparência para a perfeita transmissão de luz e, simultaneamente, boa capacidade de mascarar o substrato
- particularmente resistente ao envelhecimento
- para estruturas totalmente anatómicas ou reduzidas para revestimento de cerâmica
- tempo de sinterização mais curto devido a uma temperatura de sinterização final de 1500 °C
- disponível em blocos de tamanhos diversos
- indicações: coroas unitárias, Inlays, Onlays, facetas, pontes com um máximo de três unidades





Zirkonzahn®

**EVENTOS E
CONFERÊNCIAS**

WWW.ZIRKONZAHN.COM



Estética dos dentes posteriores com Prettau® Anterior®, pigmentado com ICE Zirkon Malfarben 3D by Enrico Steger

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

ZIRKONZAHN Portugal – Luis Macieira – Tel +351 217 58 62 69 – zirkonzahnportugal@clix.pt

ZIRKONZAHN Worldwide – Tel +39 0474 066 680 – info@zirkonzahn.com – www.zirkonzahn.com



Prettau® Anterior®



Zirconia Prettau®



WEAA5974=