



**FRESAMOS PARA USTEDES:
¡ABUTMENTS DE TITANIO PERSONALIZADOS, A LA MEDIDA!**



LABORATORIO
DENTAL
Francisco Pérez

Laboratorio Dental Francisco Pérez
Calle principal N° 1 | 45678 Santa Clara
Tel: 0123 456 789 | Fax: 0123 456 788
E-Mail: info@labdental-fp.com | www.labdental-fp.com

Logo: jpg (300 dpi) o PDF (como vector)

Abutments de titanio personalizados

100% a la medida, biocompatibles, a prueba de rotura
Desde ya fresamos también abutments de titanio personalizados



Raw-Abutments® con conexiones de precisión

- **Material de calidad:**
Titan 5 de Zirkonzahn, biocompatible (según normas ASTM)
- **Precisión:**
Conexiones del implante prefabricadas industrialmente para los sistemas de implantología más empleados
- **Sin límites:**
Se modelan libremente las formas geométricas de los abutments y el perfil de emergencia
- **Expertos asesores**

REVERSO PERSONALIZADO
RAW-ABUTMENT® – VARIANTE 1

**PARA MÁS INFORMACIONES, CONTACTE
CON NUESTRO EQUIPO DE VENTA**

T +39 0474 066 680



LABORATORIO
DENTAL
Francisco Pérez

Laboratorio Dental Francisco Pérez
Calle principal N° 1 | 45678 Santa Clara
Tel: 0123 456 789 | Fax: 0123 456 788
E-Mail: info@labdental-fp.com | www.labdental-fp.com

Logo: jpg (300 dpi) o PDF (como vector)

Abutments de titanio personalizados

100% a la medida, biocompatibles, a prueba de rotura
Desde ya fresamos también abutments de titanio personalizados



*Abutments de titanio personalizados
y anodizados*

- **Material de calidad:** Titan 5 de Zirkozahn, biocompatible (según normas ASTM)
- **Precisión:** conexiones del implante prefabricadas industrialmente para los sistemas de implantología más empleados
- **Sin límites:** se modelan libremente las formas geométricas de los abutments y el perfil de emergencia
- **Estética, el titanio no se transparenta:** Los abutments pueden ser anodizados en 7 diferentes colores para evitar que se transparenten a través de las restauraciones de zirconia
- **Expertos asesores**

REVERSO PERSONALIZADO
RAW-ABUTMENT® ANODIZADO – VARIANTE 2

**PARA MÁS INFORMACIONES, CONTACTE
CON NUESTRO EQUIPO DE VENTA**

T +39 0474 066 680